

Gymnic Therasensory piłka sensoryczna z wypustkami



Symbol
produktu

LP-9760

GYMNIC THERASENSORY PIŁKA SENSORYCZNA Z WYPUSTKAMI

Najważniejszą właściwością piłek Therasensory jest obecność na powierzchni delikatnych wypustek, które gwarantują stymulację sensoryczną oraz delikatny masaż pobudzający krążenie krwi danej części ciała. Znajdą zastosowanie podczas terapii czy różnego rodzaju zajęć ruchowych w placówce rehabilitacyjnej oraz edukacyjnej. Dzięki dostępności dwóch rozmiarów możliwe jest dobranie piłki do własnych potrzeb (w przypadku piłki Therasensory 100 podczas wykonywania ćwiczeń zalecana jest asekuracja osoby dorosłej).

Właściwości


- wysoka jakość wykonania
- atrakcyjna kolorystyka
- delikatne wypustki na powierzchni
- produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I
- dostępne rozmiary: max Ø 65 cm, max Ø 100 cm
- zalecane obciążenie maksymalne 120 kg

Piłka może pęknąć w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, dlatego przed użyciem należy upewnić się, że na podłożu nie znajdują się tego typu przedmioty. Produkt przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń z masą własnego ciała - nie należy stosować dodatkowego obciążenia.

Piłkę należy dobrać do wzrostu użytkownika

Opis

Wzrost H	Rozmiar piłki Ø
m	cm
<1,35	30 - 35
1,35 - 1,54	45
1,55 - 1,69	55
1,70 - 1,84	65
1,85 - 2,04	75



* rekomendowane rozmiary są orientacyjne, po dokonaniu zakupu należy sprawdzić czy dany rozmiar jest odpowiedni

Dlaczego warto wybrać produkty Gymnic?

- Całość produkcji odbywa się we Włoszech.
- Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości PVC, zgodnie z rozporządzeniem REACH - EC 1907/2006 regulującym kwestie stosowania chemikaliów (nie zawierają ftalanów, lateksu, ołowiu czy BPA).
- Firma Ledraplastic (producent marki Gymnic) kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z czym proces produkcyjny nie generuje żadnych spalin szkodliwych dla atmosfery, a większość produktów nadaje się w całości do recyklingu.



Właściwości


- wysoka jakość wykonania
- atrakcyjna kolorystyka
- delikatne wypustki na powierzchni
- produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I
- dostępne rozmiary: max Ø 65 cm, max Ø 100 cm
- zalecane obciążenie maksymalne 120 kg

Piłka może pęknąć w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, dlatego przed użyciem należy upewnić się, że na podłożu nie znajdują się tego typu przedmioty. Produkt przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń z masą własnego ciała - nie należy stosować dodatkowego obciążenia.

Piłkę należy dobrać do wzrostu użytkownika

Opis
hurtowy

Wzrost H	Rozmiar piłki Ø
m	cm
<1,35	30 - 35
1,35 - 1,54	45
1,55 - 1,69	55
1,70 - 1,84	65
1,85 - 2,04	75



* rekomendowane rozmiary są orientacyjne, po dokonaniu zakupu należy sprawdzić czy dany rozmiar jest odpowiedni